

SUPERIOR CLINICAL SEATING



SUPERIOR CLINICAL SEATING



Atteindre la position assise optimale, procurer une bonne stabilité posturale et garantir une excellente distribution de la pression, tout en respectant la morphologie de chaque patient – telle est la mission de JAY®.

Les compromis face à des solutions cliniques sont inacceptables. Efficacité et facilité d'utilisation sont des priorités absolues. C'est pour cette raison que JAY® développe des produits qui répondent à ces objectifs. Chaque aspect est réfléchi, jusqu'au moindre détail. Une marque capable de s'adapter à n'importe quelle morphologie.

Le résultat : JAY® - un chef d'oeuvre de technologie, alliant stabilité, efficacité posturale, gestion de la pression, manipulation simple et confort optimal.





Coussin

JAY® J3

JAY® Balance

POSITIONNEMENT

La solution modulaire avec technologie air et fluide

L'équilibre parfait entre protection de la peau et stabilité d'assise

CARACTÉRISTIQUES

Distribution de la pression maximale, stabilité posturale et positionnement précis.

Un coussin offrant à la fois une excellente protection contre les escarres, un grand confort et une bonne stabilité d'assise.

INTEGRITÉ DE LA PEAU

CISAILLEMENT

STABILITÉ

POSITIONNEMENT

CONFORT/TOLÉRANCE D'ASSISE



DIMENSION

LARGEUR (CM)

30 - 60 cm

34 - 60 cm

PROFONDEUR (CM)

30 - 60 cm

34 - 60 cm

HAUTEUR AVANT (CM)

9.5 cm / 11 cm (Standard / Profond)

9.5 cm

HAUTEUR ARRIÈRE (CM)

9.5 cm / 11 cm (Standard / Profond)

9.5 cm

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR (KG)

150 kg (LS 30-50) / 227 kg (LS 56-60)

150 kg (LS 34-50) / 225 kg (LS 56-60)

POIDS (MIN)

Fluide: 1.7 kg / Air: 1.1 kg

Fluide: 2.3 kg / Air: 1.7 kg

POIDS (MAX)

Fluide: 4.5 kg / Air: 2.8 kg

Fluide: 5.1 kg / Air: 3.2 kg

GENRE DE COUSSIN

MOUSSE À CELLULES OUVERTES

-

-

MOUSSE À CELLULES OUVERTES + FLUIDE

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + RÉTICULÉ

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE/AIR

Oui

Oui

HOUSSE

INCONTINENCE

Oui

Oui (+ housse intérieure)

MICROCLIMATIQUE

Oui

Oui (+ housse intérieure)

GARANTIE

COUSSIN

2 ans

2 ans

Les points attribués sont un jugement de la qualité des coussins subjectif par rapport à la gamme entière JAY®



JAY® J2

Stabilité et positionnement avec bonne protection contre les risques d'escarres

Pour utilisateurs ayant des besoins posturaux modérés à importants et présentant de hauts risques d'escarres.



35 - 60 cm
40 - 50 cm
8 cm
8 cm

150 kg
2.0 kg
5.4 kg

-
-
-
Oui
-

Oui
Oui

2 ans

JAY® J2 DC

Très bonne protection contre les risques d'escarres et bonne positionnement

Développé pour utilisateurs présentant de très hauts risques d'escarres et ayant des besoins de maintien postural.



35 - 50 cm
35 - 50 cm
10 cm
10 cm

150 kg
2.3 kg
5.4 kg

-
-
-
Oui
-

Oui
Oui

2 ans

JAY® J2 Plus

Réduction de risques d'escarres et de cisaillement

Réduction de risques d'escarres et de cisaillement pour des utilisateurs en surpoids.



51 - 67 cm
46 - 56 cm
10 cm
10 cm

295 kg
3.2 kg
5.0 kg

-
-
-
Oui
-

Oui
Oui

2 ans



Coussin

JAY® Xtreme Active (L)

JAY® Xtreme Active (S)

POSITIONNEMENT

Soulagement de la pression et réduction du cisaillement pour utilisateurs actifs

Coussin à poids léger pour utilisateurs actifs

CARACTÉRISTIQUES

Développé pour des utilisateurs actifs. Très bon soulagement de pression, hauteur d'assise basse.

Bon soulagement de pression pour personnes actives: Stabilité et prophylaxie des escarres.

INTEGRITÉ DE LA PEAU

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

CISAILLEMENT

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

STABILITÉ

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

POSITIONNEMENT

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

CONFORT/TOLÉRANCE D'ASSISE

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

DIMENSION

LARGEUR (CM)

34 - 50 cm

34 - 50 cm

PROFONDEUR (CM)

34 - 50 cm

34 - 50 cm

HAUTEUR AVANT (CM)

5 cm

5 cm

HAUTEUR ARRIÈRE (CM)

8 cm

7 cm

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR (KG)

150 kg

150 kg

POIDS (MIN)

1.8 kg

1.4 kg

POIDS (MAX)

3.2 kg

3.2 kg

GENRE DE COUSSIN

MOUSSE À CELLULES OUVERTES

-

-

MOUSSE À CELLULES OUVERTES + FLUIDE

Oui

Oui

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + RÉTICULÉ

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE/AIR

-

-

HOUSSE

INCONTINENCE

Oui (+ housse intérieure)

Oui (+ housse intérieure)

MICROCLIMATIQUE

Oui (+ housse intérieure)

Oui (+ housse intérieure)

GARANTIE

COUSSIN

2 ans

2 ans

Les points attribués sont un jugement de la qualité des coussins subjectif par rapport à la gamme entière JAY®



JAY® Lite

Ultra-léger, aéré et protection de la peau pour les utilisateurs actifs

Coussin ultra-léger, respirant avec un très bon soulagement des pression pour des personnes actives.



JAY® Easy Fluid

Prévention des escarres et stabilité

Stabilité, positionnement et prophylaxie des escarres pour utilisateurs actifs.



JAY® Gel

Décharge de pression par support gel

Contours anatomiques, très bon confort d'assise et bonne stabilité dans le coussin



35 - 50 cm
35 - 50 cm
8 cm
8 cm

150 kg
0.7 kg
1.1 kg

Oui
-
-
-
-

Non (+ housse intérieure, oui)
Oui (+ housse intérieure)

2 ans

25 - 60 cm
25 - 60 cm
6.3 cm
6.0 cm

150 kg
1.6 kg
3.8 kg

-
Oui
-
-
-

Oui
Oui

2 ans


35 - 50 cm
40 - 50 cm
7.5 cm
5.5 cm

158 kg
2.2 kg
3.8 kg

-
Oui
-
-
-

Oui
Non

2 ans



Coussin

JAY® Zip

JAY® GS

POSITIONNEMENT

Coussin pour les enfants & les jeunes

**Coussin pour la pédiatrie
Stabilité, positionnement et croissance**

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes. Fonctionnel & antibactérien.

Coussin pédiatrique idéal pour des utilisateurs présentant de risques d'escarres modérés à importants.

INTEGRITÉ DE LA PEAU

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

CISAILLEMENT

■ ■

■ ■ ■ ■

STABILITÉ

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

POSITIONNEMENT

■ ■ ■

■ ■ ■ ■

CONFORT/TOLÉRANCE D'ASSISE

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

DIMENSION

LARGEUR (CM)

20 - 40 cm

25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm

PROFONDEUR (CM)

20 - 40 cm

32 / 38 / 42 / 48 / 50 cm

HAUTEUR AVANT (CM)

5 cm

7.5 cm

HAUTEUR ARRIÈRE (CM)

4.5 cm

7.5 cm

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR (KG)

75 kg

113 kg

POIDS (MIN)

0.3 kg

0.6 kg

POIDS (MAX)

1.25 kg

3.0 kg

GENRE DE COUSSIN

MOUSSE À CELLULES OUVERTES

Oui

-

MOUSSE À CELLULES OUVERTES + FLUIDE

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + RÉTICULÉ

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE

-

Oui

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE/AIR

-

-

HOUSSE

INCONTINENCE

Oui (housse intérieure)

Oui

MICROCLIMATIQUE

Oui (housse extérieure)

Oui

GARANTIE

COUSSIN

2 ans

2 ans

Les points attribués sont un jugement de la qualité des coussins subjectif par rapport à la gamme entière JAY®



JAY® Easy Visco

Haute confort et stabilité

Coussin à poids léger confortable avec une bonne stabilité.



25 - 60 cm
25 - 60 cm
6.3 cm
6.0 cm

150 kg
0.50 kg
2.70 kg

Oui
-
-
-
-

Oui
Oui

2 ans

JAY® Soft Combi P

Stabilité et longévité

Développé pour utilisateurs avec une posture symétrique, faible risque d'escarres nécessitant une stabilité modérée.



25 - 60 cm
25 - 60 cm
5.9 cm
4.4 cm

150 kg
0.34 kg
1.98 kg

Oui
-
-
-
-

Oui
Non

2 ans

JAY® Basic

Confort et longévité

L'utilisateur privilégie le confort avec un maintien postural minimum et présent peu de risques d'escarres.



25 - 60 cm
25 - 60 cm
4.8 cm
4.7 cm

113 kg
0.3 kg
1.73 kg

Oui
-
-
-
-

Oui
Non

2 ans



Coussin

JAY® Lordose

JAY® Protector

POSITIONNEMENT

Support lombaires confortable

Petit coussin à attacher avec une fixation simple avec fermeture à ressort

CARACTÉRISTIQUES

Utilisateurs nécessitant un support lombaires pour un confort d'assise amélioré. Système de fixation facile et rapide.

Petit coussin avec support fluide. Bonne prophylaxie des escarres. Utilisable dans toutes les situations, résistant à l'eau.

INTEGRITÉ DE LA PEAU

CISAILLEMENT

■

■ ■ ■

STABILITÉ

■ ■ ■

■ ■

POSITIONNEMENT

■ ■

■ ■

CONFORT/TOLÉRANCE D'ASSISE

■ ■ ■

■ ■ ■

DIMENSION

LARGEUR (CM)

31 - 38 cm

Version adulte

PROFONDEUR (CM)

18 - 23 cm

et enfant

HAUTEUR AVANT (CM)

3.5 cm

5.5 cm

HAUTEUR ARRIÈRE (CM)

5.0 cm

5.5 cm

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR (KG)

113 kg

113 kg

POIDS (MIN)

0.21 kg

1.5 kg

POIDS (MAX)

0.30 kg

2.0 kg

GENRE DE COUSSIN

MOUSSE À CELLULES OUVERTES

Oui

-

MOUSSE À CELLULES OUVERTES + FLUIDE

-

Oui

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + RÉTICULÉ

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE

-

-

MOUSSE À CELLULES FERMÉS + FLUIDE/AIR

-

-

HOUSSE

INCONTINENCE

Oui

Oui

MICROCLIMATIQUE

Non

Non

GARANTIE

COUSSIN

2 ans

2 ans

Les points attribués sont un jugement de la qualité des coussins subjectif par rapport à la gamme entière JAY®



JAY® Planche pour siège

Planche pour siège réglable

Hauteur d'assise, angle, largeur, profondeur réglable. Antidérapant. Bonne chargeabilité.

-
-
- ■
- ■
-

25 - 55 cm
 25 - 50 cm
 Hauteur du siège -4 cm
 jusqu'à +2 cm

113 kg
 2.5 kg
 2.5 kg

-
-
-
-
-

-
-

2 ans





Carbone



Dossier

Dossier JAY® J3

POSITIONNEMENT

Positionnement - Simple - Efficace

CARACTÉRISTIQUES

Développé pour un support postural et un positionnement optimal. Une multitude de formes et de tailles, assurent un support postural dans un alignement anatomique optimal.

DIMENSION

LARGEUR (CM)
PROFONDEUR (CM)
HAUTEUR (CM)

Alu: 31 / 36 / 41 / 46 / 51 cm // Carbone: 32 / 36 / 41 / 46 cm
SC & Carbone 5 cm / MC 8 cm / DC & MDC & PDC 15 cm
LT (17 / 20 / 24 cm) / MT (30 / 34 / 38 cm)
UT (42 / 46 / 50 cm) / SH (53 / 57 / 61 cm)

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR (KG)

125 kg (Carbone) / 136 kg (Alu)

HOUSSE

INCONTINENCE
MICROCLIMATIQUE

Non
Oui

GARANTIE

DOSSIER

2 ans





Dossier JAY® Zip

Dossier pour les enfants & les jeunes

Dossier à poids léger, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes. Simple, compact & modulable.
Housse extérieure: antibactérien. Housse intérieure: fibre déperlante.

20 / 25 / 30 / 35 cm
2.5 / 3.8 / 5 / 6.3 cm
15 / 20 / 25 / 30 cm

75 kg

Oui (housse intérieure)
Oui (housse extérieure)

2 ans





SUPERIOR CLINICAL SEATING

Atteindre la position assise optimale, procurer une bonne stabilité posturale et garantir une excellente distribution de la pression, tout en respectant la morphologie de chaque patient – telle est la mission de JAY[®].



 **JAY**[®]
Superior Clinical Seating.

built4me



You 



 **SUNRISE**
MEDICAL.

Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch